



PHYSIO
TECNO

MANUAL DE USO

PHYSIO TECNO

OC MAX GO

Equipo Portátil
de Ondas de Choque




CONOCE EL EQUIPO

Su principal uso es la energía generada por el solenoide que acciona el cuerpo de la bala dentro del mango terapéutico, de modo que el impacto del cuerpo de la bala al chocar con el cabezal terapéutico, el pulso acústico se convertirá en la onda de choque

balística exacta, que tiene un buen efecto terapéutico para los trastornos musculoesqueléticos y otros.

Trae esperanza a la vida de los pacientes con enfermedades del músculo esquelético.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO




- 1 Equipo
- 2 Puerto del manípulo
- 3 Interruptor de encendido
- 4 Cable fusible
- 5 Puerto de alimentación

- 6 Toma de aire
- 7 Salida de aire
- 8 Placa de identificación del producto
- 9 Pie de apoyo
- 10 Mango terapéutico (cabezal terapéutico)

REQUISITOS DEL EQUIPO Y DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS PRINCIPALES

Artículo	Requisito de temperatura	Requisito de humedad	Presión atmosférica
Requisito del entorno deW trabajo	10° C - 35° C	10%-75% de humedad relativa	700 hPa-1060 hPa
Requisito del entorno de almacenamiento/transporte	-20° C - 55° C	10%-93% de humedad relativa	700 hPa-1060 hPa

Fuente de alimentación en funcionamiento: 100-240 V CA, frecuencia: 50/60 Hz



PARÁMETROS TÉCNICOS



- ◆ Niveles de energía del pulso: 0–185 mJ (en el aplicador), ajustable libremente en incrementos de 10 mJ:
 - a 22 Hz máx. 90, mJ
 - a 16 Hz máx. 120 mJ
 - a 10 Hz máx. 185 mJ
 - el CV es $\pm 5\%$
- ◆ Frecuencia de trabajo: 1~22 Hz, ajustable en incrementos de 1 Hz.
- ◆ Patrón de trabajo: 1 modo (continuo).
- ◆ 25 configuraciones establecidas.
- ◆ Función de control: Todas las funciones implementadas por la operación del mango.
- ◆ Dimensión del límite del producto: 245×160×70 mm (largo/ancho/alto).
- ◆ Peso del producto: 2,9 kg (no contiene mango terapéutico).
- ◆ Modelo de cabeza terapéutica: 25 mm, 15 mm, 6 mm, admite otros tamaños personalizados.
- ◆ Mango terapéutico: 4000000 descargas.
- ◆ Cabezal terapéutico: 300000 descargas.
- ◆ Consumo de energía: 100/240 V CA, 50/60 Hz, 300 VA.
- ◆ La especificación del fusible (fusible de cable): 250 V/10 A.
- ◆ El requisito de temperatura terapéutica de la cabeza: La temperatura externa del cabezal terapéutico no es mayor a 41 .
- ◆ Clasificación de seguridad eléctrica: Piezas aplicadas tipo BF 2.

INSTALACIÓN DEL EQUIPO

- ◆ Retire la unidad principal y los accesorios de la caja de embalaje y verifique si los accesorios están completos de acuerdo con la lista de embalaje.
- ◆ Inserte el manípulo y el cable de alimentación en la toma correspondiente y asegúrese de que la conexión es completa.
- ◆ Encienda el interruptor de encendido en la parte posterior. La posición "ON" indica que está encendido y la pantalla OLED mostrará la imagen de arranque en aproximadamente 5 a 7 segundos.



INTERFAZ AL DETALLE

PANTALLA OLED 6.3

1. Energía / establecer valor + (1000)
2. Energía / establecer valor - (1000)
3. Luz indicadora
4. Frecuencia / establecer valor + (1000)
5. Frecuencia / establecer valor - (1000)
6. Encendido / Apagado



FUNCIONES CLAVE

1 Energía / Valor de ajuste +1000:

Principalmente la energía establecida puede ser aditiva de 10-185 mJ a su vez, cada pulsación se incrementará en 10 mJ. Después de introducir el número de interfaz de ajuste personalizado , cada pulsación aumentará en 1000.

2 Energía / Valor de ajuste -1000:

Principalmente establecer la energía puede ser aditivo de 185-10 mJ a su vez, cada pulsación se reducirá en 10mJ. Después de introducir el número de interfaz de ajuste personalizado , cada pulsación reducirá en 1000.

3 Indicador luminoso:

De acuerdo con los diferentes estados del dispositivo, se muestran diferentes colores.

4 Frecuencia / Valor de ajuste +100:

Principalmente establecer la frecuencia puede ser aditivo de 1-22 Hz a su vez, cada pulsación aumentará en 1 Hz. Después de introducir el número de interfaz de ajuste personalizado , cada pulsación aumentará en 100.

5 Frecuencia / Valor de ajuste -100:

Principalmente establecer la frecuencia puede ser aditivo de 22-1 Hz a su vez, cada pulsación reducirá en 1 Hz. Después de introducir el número de interfaz de ajuste personalizado, cada pulsación reducirá en 100.

6 Encendido / Apagado Configuración:

Controla el encendido y apagado con cada pulsación.

Configuración: Mantenga pulsado durante 4 segundos para entrar en la interfaz de configuración del límite superior del recuento de golpes.

Mantenga pulsado durante 8 segundos para borrar el contador de golpes actual.

PREPARACIÓN ANTES DEL USO

- ◆ Utilice alcohol medicinal para limpiar el cabezal de tratamiento antes de comenzar a trabajar.
- ◆ Coloque la tapa de silicona en el cabezal de tratamiento limpio.
- ◆ Utilice un agente acoplante médico para limpiar el área que necesita tratamiento y eliminar la grasa y la suciedad de la piel. Aplique pasta conductora en el área a tratar para garantizar la efectividad y la comodidad del tratamiento.

PASOS DE LA OPERACIÓN.

Paso 1: Establecer energía.

Paso 2: Establecer frecuencia.



FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

1 Después de instalar la APP, iníciela y podrá ver la página principal como se muestra a continuación:



Treatment



Program



User



Information



Vas



Setting


(((Bluetooth))) Connect

2 Active el bluetooth y luego haga clic en el siguiente botón:

(((Bluetooth))) Connect


3 Busque nuestro dispositivo "SH-HC-08" y haga clic en él.

4 Haga clic en , y podrá ver la página como se muestra a continuación:



FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN


4.1 En la página de tratamiento, puede hacer clic en el botón **Guardar** para guardar el caso automáticamente en la página del usuario



5 En la página del usuario, puede hacer clic en el botón **VAS** para guardar el nivel de dolor del paciente.




6 En la página VAS, puede analizar el efecto del tratamiento según los cambios del paciente y el nivel de dolor.





FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN

7 En la página programa,  podrás ver algunas propuestas clínicas preestablecidas.



8 En la página información,  puede hacer clic en el botón VAS para guardar el nivel de dolor del paciente.



MANTENIMIENTO

- ◆ El instrumento debe limpiarse y almacenarse cuando no esté en uso y protegerse de la humedad.
- ◆ El instrumento debe colocarse en una posición estable durante su uso para evitar daños al rendimiento eléctrico.
- ◆ Está estrictamente prohibido ingresar agua en el host para evitar causar lesiones personales causadas por fugas.
- ◆ Después de cada uso, las partes contaminadas deben limpiarse a tiempo y almacenarse después de secarlas.

PRECAUCIONES

El manual indica que el propósito de las señales y leyendas de advertencia es que usted use el producto de manera segura y adecuada, y evitar que usted y otras personas sufran daños.



CONTRAINDICACIÓN: Esto demuestra que puede haber peligro de víctimas o lesiones graves en caso de uso incorrecto.

ADVERTENCIA: Esto demuestra que puede haber posibilidad de víctimas o lesiones graves en caso de uso incorrecto.

ATENCIÓN: Esto demuestra que puede existir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales o daños a los bienes en caso de uso incorrecto.

PHYSIO **TECNO**

info@physiotecno.es
91 632 77 20

Distribuido por Fisiomarket S.L.
Calle Artesanos 45, 28660 Boadilla del Monte
info@fisiomarket.com / www.fisiomarket.com