



PHYSIO
TECNO

MANUAL DE USO

PHYSIO TECNO

CHISON ECO 6

Equipo Portátil



MÁS AVANZADO MÁS PODEROSO

Como un nuevo miembro de la familia ECO, hemos considerado las necesidades que se solicitan frecuentemente por los usuarios agregando características más avanzadas y capacidades a este equipo ultra-compacto a ofrecer mejor confianza en el cuidado al paciente.

DE FÁCIL MANEJO Y OPERACIÓN



Un botón a seleccionar aplicación deseada con preset automático



Un botón a optimizar la imagen automatico



Un botón a guardar imagenes y películas



Un botón a medir




Un botón a tener reporte



Un botón a imprimir de PC o Video

MÁS AVANZADO



Doppler Continuo (CW)

Detectar el flujo de sangre con alta velocidad ayudando a los doctores en conseguir más informaciones clinicales en el diagnóstico.





Imagen Tisular (TDI)


TDI es una tecnología de ecocardiología novel que mide directo la velocidad miocárdica. Las mediciones sistólicas TD acceden a las situaciones de miocárdico ventricular izquierda y derecha. Las diastolicas TD refleja la situación de relajó miocárdico.



Triplex

Tres modos (Modo B, Modo Color, con doppler Pulsado) al mismo tiempo ayuda en el diagnóstico más conveniente y presiso mejorando la eficiencia.

MÁS AVANZADO




Función de Auto-IMT

Se mide la íntima automáticamente, y sale el resultado del espesor de la íntima. Que ofrece un trabajo más rápido, más fácil y más exacto.



Sin súper Needle la aguja no se ve clara.



Con súper aguja la aguja se visualiza mejor.

Súper Aguja


Con esa función, los clínicos pueden ver la aguja más clara en el tejido. El ángulo de la aguja: $\pm 30^\circ$

MÁS PODEROSO


- ◆ Abdomen, OB/GYN, Urología, Cardíaco,
- ◆ Transductor cardíaco




- ◆ CW, TDI, B/BC, Águja Super
- ◆ 2D Steer, triplex, Auto IMT,
Traza automática de PW, CPA, DPD




Tiroide, Modo CPA




Carotida, 2D steer




Carotida, Triplex




Hígado, Modo B




Hígado, Modo Color




Riñón, Modo B/BC



Cardiaco, Modo B/BC



Hígado, Modo PW



Cardiaco, Modo PW

PHYSIO TECNO

info@physiotecno.es
+34 633 023 714

Distribuido por Fisiomarket S.L.

Calle Artesanos 45, 28660 Boadilla del Monte / 916 32 77 20

info@fisiomarket.com / www.fisiomarket.com